

מקלונים לבדיקת חומצה פראצטית – Peracetic acid



ערכים: 0, 500, 1000, 1500, 2000
 יחידות מידה: mg/l
 כמות מקלונים בבקבוקון: 100 יח'

אופן ביצוע הבדיקה:

1. טבילה בנוזל למשך 5 שניות
2. ניעור המקלון
3. יש להשוות מול טבלת הצבעים

חומצה פראצטית היא חומר חיטוי מוכר ואחד מהמחמצנים היותר חזקים הקיימים.